Instru Zym wipes

Produktinformation

Produktbeschreibung

Instru Zym wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

Anwendungsgebiet

Instru Zym wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden. Nur für den professionellen Gebrauch.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikel-nummer	Gebindegröße	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungs-einheit	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Ver-packungseinheit)
601795	80 Tücher	20 × 20 cm	Flowpack (mit LID)	6 × 80 Tücher	19691834	4260181257563	4260181257570



Instru Zym wipes

Produktinformation

Instrumentenvorreinigung

Medizinprodukteklasse

I

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe
Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit
36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde
28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Informationen
zu diesem Produkt

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage **www.drdeppe.de**

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an **info@drdeppe.de**

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 **W** www.drdeppe.de

144-03 18.08.2025