



Manuelle Instrumentendesinfektion

Desinfektionsmittel	Hersteller	Wirkstoffgruppen	Belastung	Einwirkzeit min.	Bakterizidie + Levurozidie Anw.Konz. in %	Fungizidie Anw.Konz. in %	Tuberkulozidie Anw.Konz. in %	Mykobakterizidie Anw.Konz. in %	Sporizidie gegen C. difficile Anw.Konz. in %	Sporizidie Anw.Konz. in %	Begrenzte Viruzidie Anw.Konz. in %	Viruzidie Anw.Konz. in %
Endo Star Neu	Laboratorium Dr. Deppe	Quartäre Ammoniumverbindungen Biguanide	niedrig	15 min.	3	-	3	-	-	-	-	-
Instru Extra	Laboratorium Dr. Deppe	Quartäre Ammoniumverbindungen Biguanide	niedrig	15 min.	3	-	3	-	-	-	-	-
Instru Plus	Laboratorium Dr. Deppe	Aldehyde.	niedrig hoch hoch	30 min. 5 min. 30 min.	- 3 -	- - 4	4 - -	5 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Instru Sept AF	Laboratorium Dr. Deppe	Quartäre Ammoniumverbindungen Alkylamine	hoch hoch	5 min. 15 min.	3 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 3	- -