

# Labomat MA

Produktinformation

## Produktbeschreibung

Labomat MA ist ein gebrauchsfertiger, mild alkalischer Instrumentenreiniger in flüssiger Form.

## Anwendungsgebiet

Labomat MA wird zur maschinellen, alkalischen Reinigung eingesetzt.

## Anwendungskonzentration

3 ml / 1 L

## Anwendungshinweise

Die Dosierung erfolgt automatisch über die Dosierpumpe der Spülmaschine. Als Temperatur für das Zulaufwasser sind 35-40°C zu empfehlen. Temperaturen deutlich unter 35°C können Schaumbildung verursachen. Die Hinweise der Gerätehersteller zur Installation, dem Betrieb und der Wartung sind zu beachten, insbesondere bzgl. der Qualitätsanforderungen des einzusetzenden Prozesswassers. Im Anschluss an die Reinigung mit Labomat MA empfiehlt sich das Nachspülen mit einem neutralisierenden Klarspüler. Nur für den professionellen Gebrauch.



## Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
600037	5 L	Flachkanister	3 x 5 L	18312415	4260181251615	4260181251622



# Labomat MA

Produktinformation

## Produktklasse

Detergenz

## Zusammensetzung

### Inhaltsstoffe:

Komplexbildner, Polycarboxylate, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Lösevermittler, gereinigtes Wasser

## Lagerung und Haltbarkeit

### Haltbarkeit

36 Monate

### Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

### Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an [info@drdeppe.de](mailto:info@drdeppe.de)

**DrDeppe****Laboratorium Dr. Deppe GmbH**

Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen

T +49 (0) 2152 5565-0 W [www.drdeppe.de](http://www.drdeppe.de)